

## Acuvue Oasys for Astigmatism™

14denní kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™.

**Počet kontaktních čoček v balení:** 6, 12 nebo 24 ks.

### Vlastnosti kontaktních čoček Acuvue Oasys for Astigmatism™

**Průměr:** 14,0

**Zakřivení:** 8.4, 8.8

**Rozsah dioptrií:** -12,00 až +8,00

**Počet kontaktních čoček v krabičce:** 6, 12 nebo 24

**Indikátor rubu a lícu kontaktní čočky:** ano

**Zabarveny pro snazší manipulaci:** ano

**Silikon-hydrogelové:** ano

**Materiál:** Senofilcon A

**UV filtr:** ano

**Obsah vody:** 38 %

**Propustnost pro kyslík:** 147 Dk/t

**Kontinuální nošení:** ne

[Koupit Acuvue Oasys for Astigmatism™](#)

Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™ jsou 14denní kontaktní čočky určené astigmatikům z nabídky firmy Johnson & Johnson.

### Vlastnosti kontaktních čoček Acuvue Oasys for Astigmatism™

Kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™ jsou vyrobeny z materiálu **Senofilcon A** s použitím zvlhčující látky **HYDRACLEAR**

**Plus.** Tato látka zaručuje uzamknutí vlhkosti v čočce, a tak ani po delším nošení nepociťujete suchost očí. Navíc mají tyto čočky vysokou propustnost kyslíku až 174, takže je lze nosit i nepřetržitě po dobu jednoho týdne bez nutnosti je vyndávat z očí.

Kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™ navíc poskytují vysokou ochranu očí před UV zářením: proti UV-A záření až 95% a UV-B záření až 99%.

Zařinající uživatelé jistě ocení značku pro snadnější nasazování, aby poznali, kde je rub a líc kontaktní čočky. Pro lehké nasazování mají tyto kontaktní čočky.

14denní kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™ jsou sice 14denní čočky, ale díky své vysoké propustnosti kyslíku a zvlhčení mohou být rovněž použity v systému nepřetržitého nošení, takže je můžete nosit v očích po celý týden, aniž byste je museli vyndávat na spaní.

## Pro koho jsou kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™?

Tyto kontaktní čočky jsou vyrobeny pro astigmatiky.

## Jak pečovat o kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™

Pokud je používáte v klasickém 14denním režimu, je třeba kontaktní čočky Acuvue Oasys for Astigmatism™ pravidelně udržovat vhodnými čistícími roztoky. K jejich údržbě doporučujeme [čistící roztok na čočky Clean Active](#), který koupíte v eshopu Kontakto.cz.